

## ISTRUZIONE OPERATIVA

### DI EMERGENZA

### MANCATO COLLEGAMENTO AL RIS

Nel caso di mancato collegamento al server RIS, per manutenzione o malfunzionamenti o interruzione dell'erogazione di corrente elettrica o problemi di rete, non è possibile fare operazioni di

- Inserimento paziente
- Inserimento esame
- Prenotazione
- Accettazione
- Refertazione

In una simile situazione di contingenza procedere come di seguito indicato:

#### ✓ **PER IL TSRM**

1. Inserire manualmente sulla modalità (CR, TC, MR, DR, MX) i dati del paziente elencati di seguito:
  - a. **ID Patient = "T" seguito dalla data di nascita (Tgiorno-mese-anno)**
  - b. **Cognome**
  - c. **Nome**
  - d. **Data di nascita**

#### **IMPORTANTE**

Nell'inserimento dei dati sulla modalità compilare obbligatoriamente i campi indicati al punto a., b., c., d., altrimenti il PACS non accetta le immagini che inviate.

2. Acquisire studio;
3. Inviare le immagini all'ARCHIVIO PACS;



SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
COSENZA



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

4. Quando il RIS sarà ripristinato inserire l'esame sul database e chiedere, secondo procedura, all'Amministratore di Sistema RIS-PACS di allineare i dati con le immagini archiviate sul PACS;
5. Qualora i dati anagrafici non fossero presenti sul RIS:
  - I. Chiedere all'Amministratore di Sistema dell'Anagrafica Assistiti, in servizio presso la Direzione CUP o la Direzione Sanitaria di Presidio, o di inserire i dati anagrafici sul loro database o di verificarne la correttezza;
  - II. Chiedere, secondo procedura, all'Amministratore di Sistema RIS-PACS di allineare i dati fra i database RIS e PACS, cioè di associare le immagini archiviate sul PACS all'esame inserito sul RIS al ripristino del sistema.
6. L'Amministratore di Sistema allineerà i dati RIS e i dati PACS.

#### ✓ PER IL MEDICO RADIOLOGO

1. In ordinario per refertare gli esami eseguiti attendere il ripristino del RIS;
2. Per le Emergenze compilare il referto in Word come da procedura tradizionale e seguire la procedura delle emergenze;
3. In entrambi i casi ricercare le immagini dell'esame da refertare sulla workstation dal Carestream Client
  - a. **File**
  - b. **Risorse d'Archivio**
  - c. **Selezionare l'Archivio PACS**
  - d. **Cerca**
  - e. **Inserire nel relativo campo di ricerca "Cognome, Nome" del paziente**
  - f. **Carica**

Quando i dati RIS-PACS saranno allineati dall'Amministratore di Sistema RIS-PACS, il Medico Radiologo potrà eventualmente caricare sul RIS il referto compilato manualmente.

A sistema rimangono registrati tutti i log.